



Dispositivi medici

Guanti monouso in nitrile elasticizzati/senza polvere



Conf. 100 pezzi



**Idonei al contatto per alimenti - colore azzurro
monouso / non-sterile**

Guanti monouso in nitrile elasticizzati/senza polvere

CARATTERISTICHE

Guanti monouso da esplorazione in nitrile di colore azzurro, non sterili, senza polvere, 100% latex-free. Ambidestri con polsino salva strappo. Validi per l'uso a contatto con gli alimenti.

DETTAGLI TECNICI

Materiale: Polimero di nitrile

Polsino: dotato di elastico

Linea prodotto: Foreal

Tipo: senza polvere / monouso / non sterile

Confezionamento: box da 100 pezzi

Standard: Dispositivo di protezione individuale di categoria III

- **UNI EN 455-1:2020:** assenza di fori
- **UNI EN 455-2:2015:** proprietà fisiche conformi a normativa
- **UNI EN 455-3:2015:** valutazione biologiche conformi a normativa
- **UNI EN 455-4:2009:** determinazione della durata di conservazione
- **UNI EN ISO 21420:2020**
- **EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B**
- **EN ISO 374-5:2016:** protezione da microorganismi

Standard: Dispositivo medico di classe I, ad uso temporaneo in relazione agli orifizi del corpo, ai sensi reg. 5 allegato VIII del regolamento UE 2017/745.

CND T01020204 (Guanti non chirurgici in nitrile)

Progressivo di registrazione dispositivo medico: N° 2245267 (taglia XS), n° 2246012 (taglia S), n° 2246013 (taglia M), n° 2246014 (taglia L), 2246015 (taglia XL)

Condizioni di conservazione: Conservare i guanti nel loro imballaggio originale in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, all'ozono ed a fonti di calore. Effettuare sempre una prova preliminare nelle reali condizioni di utilizzo. Non utilizzare i guanti in contatto con i prodotti chimici non testati o con prodotti irritanti e corrosivi. Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite.

Shelf life: 5 anni dalla produzione

Taglie disponibili: M - L

FUNZIONI

Protegge da agenti biologici e da contatto accidentale con sostanze chimiche, ideale per esame, terapia, diagnostica, uso domestico, per la manipolazione di alimenti, catering, estetica, pulizia e igiene, hobbistica, laboratori, settore medico-veterinario.

Guanti monouso in nitrile elasticizzati/senza polvere

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'impiego, ispezionare i guanti per individuare eventuali difetti o imperfezioni. Utilizzare i guanti con mani asciutte, pulite e prive di anelli. Per agevolare la calzatura del guanto effettuare una presa ampia sul polsino con l'altra mano, evitando l'esercizio di un'eccessiva trazione che potrebbe causare la rottura del guanto. Prima e dopo aver indossato il guanto controllare attentamente l'integrità e verificare l'assenza di fori, lacerazioni o difetti visibili. Nel caso si riscontrino eventuali difettosità, sostituire il guanto danneggiato. Non utilizzare i guanti oltre il tempo di impiego previsto dagli indici di protezione sotto riportati per le diverse categorie di prodotti chimici. Il prodotto è monouso, non riutilizzare.

AVVERTENZE

- La scelta del guanto deve essere effettuata conoscendo l'attività lavorativa ed il processo di lavorazione eseguito dall'operatore, tenendo conto delle condizioni di lavoro e i rischi connessi.
- Al termine dell'utilizzo, sfilare il guanto rovesciandolo, al fine di minimizzare il rischio di contaminazione microbica, procedendo alla smaltizione in base alle linee guida della struttura di appartenenza o secondo le indicazioni dell'ente locale.